

INSTRUCTIONS FOR USE

Aluminium 4-wheeled rollator with knee support

Product code: Knee Walker



1. Characteristics

4-wheeled rollator with knee support is made of aluminium frame which is coated with paint with metallic lustre. The rollator is equipped with detachable bag, footrest and knee support with adjustable height. The product also features height adjustable handlebar with anatomic handgrips and handbrakes (back wheels), wheels with narrow cross section, 8" in diameter.

The set includes:

foldable frame, knee support, universal footrest, footrest cap, bag with reflective strips, short locking knobs – 3 pcs., long locking knob – 1 pc.

Elements of the rollator:



2. Application

The rollator is designed for patients with reduced mobility who need stable support. It is also recommended to the elderly and people with lower limbs injuries as an aid in keeping balance, improving moving comfort and ensuring safety from falling. The use of the rollator has a positive effect on the return to activity of people after injuries. It guarantees better stabilization, support and security while moving.

NOTE! Rollator should not be used by people with issues or injuries of the knee joint because of high pressure put on that area during usage of the rollator.

3. Assembly

Unfolding and folding the rollator



Picture 1



Picture 2

- Unfold the rollator, fix part A into part B, till you hear clicking sound of a locking pin. Secure the frame with locking knobs.
NOTE! Length between part A and B is adjustable. To adjust it, unscrew the locking knob, taking it out, and then press the pins on both sides, adjusting the frame to an appropriate length. Secure with locking knob afterwards.
- Secure back wheels by putting the long locking knob into the opening located at the back of part B. Correctly mounted locking knob should go through 4 openings of part B (pic. 2). Tighten the locking knob.
- Push the bar forward to connect the handlebar and rollator base (horizontal position). Tighten the safety buckle (see pics. 3-5).



Picture 3



Picture 4



Picture 5

- Secure the handlebar by pulling it up to appropriate length. Put the locking screw through the opening located at the front and tighten it using a knob on the other side.
- Fix the knee support into opening in part B. Pick appropriate height and secure it with locking knob.
- Secure footrest with the cap included.



Picture 6

- Slide the bag into top openings on a special plate located at the front of the bar. Push the bag downwards to secure it in place (pic. 6). For extra security, fix the velcro strap located at the back.
NOTE! Additional insert made of stiff material is located at the bottom of the bag. Use velcro straps to secure it in place.
- To fold the rollator, repeat mentioned above actions in a reversed order. Make sure to: take out all locking knobs with screws, detach part A from part B, take off the knee support and fold handlebar to horizontal position.

Note! While folding handlebar, make sure to unlock the safety buckle and pull to the side to separate bar base from frame.

Brakes

- To stop the rollator, press both of the brake handles at the same time.

Height adjustment of handles

- To adjust the height of the handles, unscrew the locking knobs which are located on the outer side of the frame, select appropriate height and tighten the locking knobs.

4. Technical data

Overall width	44 cm
Knee support dimensions	35 x 18 cm
Overall length	84-89 cm
Seat height from the ground	45,5-58 cm
Handles height adjustment	89-119 cm
Weight	9,6 kg
Maximum capacity	136 kg
Frame color	black

5. Notes

Timago International Group does not bear responsibility of improper use of the rollator, failure to comply safety regulations and misuse.

6. Maintenance

Cleaning

- Clean the frame with damp cloth and dry thoroughly.
- Do not use strong polishing agents due to the damage of protecting coatings.
- Clean the dirt from moving parts of the rollator regularly (hinges, clamping screws, locks).










7. Storage and transport conditions

Device should not be exposed to direct sunlight, water or moisture.

8. Warranty information

All products distributed by our company are covered by a warranty, the terms of which are described in the warranty card available on our website. Please contact the retailer from whom you purchased the product. Please, keep in mind that for warranty purposes, the proof of purchase (receipt or invoice) should be retained.

9. Labels

	Reference number		Manufacturer
	LOT number		Manufacture date
	Serial number		Medical device
	Note		Please read the instruction
	The manufacturer checked for compliance with essential medical devices requirements.		

Our complete line of products is available from our distributors. Learn more at: www.timago.com. Thank you for choosing Timago!

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Podpórka czterokołowa aluminiowa

z podparciem na kolano


Kod produktu: Knee Walker



1. Wykonanie

Podpórka czterokołowa z podparciem na kolano wykonana jest z lekkiej aluminiowej ramy powlekanej lakierem z metalicznym połyskiem. Posiada zdejmowalną torbę, podnózek pod stopę oraz podparcie na kolano z regulacją wysokości. Wyposażona w regulowany na wysokość uchwyt kierownicy oraz tylnie hamulce sterowane za pomocą przednich rączek. Posiada koła o wąskim przekroju i średnicy 8”.

Zestaw zawiera: składaną ramę podpórki, wyprofilowane podparcie na kolano, uniwersalny podnózek, zaślepkę podnóżka, torbę z odblaskami, krótkie śruby blokujące – 3 szt., długą śrubę blokującą – 1 szt.




2. Zastosowanie

Podpórka czterokołowa jest sprzętem pomocniczym, przeznaczonym dla osób o obniżonej sprawności ruchowej, które potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji. Zalecana jest także dla osób starszych oraz osób po urazach kończyn dolnych, jako pomoc w utrzymaniu równowagi, poprawy komfortu poruszania się i zapewnienia bezpieczeństwa przed upadkiem. Zastosowanie podpórki wpływa pozytywnie na powrót do aktywności osób z urazem dolnej kończyny. Gwarantuje lepszą stabilność, podparcie i bezpieczeństwo podczas poruszania się.

UWAGA! Podpórka nie powinna być użytkowana przez osoby z urazami lub problemami stawu kolanowego, ze względu na obciążenie nakładane na ten obszar podczas użytkowania.

3. Montaż

Rozłożenie i złożenie podpórki



- Złożyć podpórkę wsuwając część A w część B, do momentu kliknięcia pinów blokujących. Zabezpieczyć mocowanie ramy za pomocą śruby blokującej.

UWAGA! Długość między częścią A, a częścią B jest regulowana. Aby ją zmienić, należy odkręcić i wyjąć śrubę blokującą, wcisnąć piny blokujące po obu stronach i przesunąć ramę do wybranego ustawienia. Następnie ponownie zabezpieczyć złączenie śrubą blokującą.

- Używając długiej śruby blokującej należy zabezpieczyć tylne koła, wsuwając ją w otwór znajdujący się na drugim końcu części B.

Prawidłowo zamontowana śruba powinna przejść przez 4 otwory w części B ramy (zdjęcie 2). Dokręcić śrubę blokującą.


- Podnieść kierownicę podpórki do góry do momentu całkowitego zetknięcia podstawy kierownicy z podstawą podpórki (do osiągnięcia pozycji poziomej). Następnie unieść kłamrę zabezpieczającą tak, aby przechodziła przez otwór przy podstawie i zacisnąć (patrz: zdjęcia 3-5).



Zdjęcie 3



Zdjęcie 4



Zdjęcie 5

- Wyregulować kierownicę łapiąc za jej uchwyt i unosząc go do wybranej wysokości. Następnie przełożyć przez przedni otwór na trzonie kierownicy śrubę mocującą i dokręcić za pomocą nakładki od drugiej strony w celu zabezpieczenia wybranego położenia.
- Zamontować podparcie kolana wsadzając ramę podparcia w górny otwór części B. Następnie wybrać odpowiednią wysokość, przełożyć śrubę mocującą przez otwory i dokręcić za pomocą nakładki.
- Zabezpieczyć podnóżek od zsuwania się zakładając załączoną w zestawie zaślepkę.



Zdjęcie 6

- Zamontować torbę wsuwając okrągłe mocowania torby w specjalnie wyprofilowane górne otwory na metalowej płytce znajdującej się z przodu podpórki. Następnie opuścić torbę tak, aby mocowania znalazły się w dolnej części otworów (zdjęcie 6). Dla dodatkowego zabezpieczenia należy odpiąć rzep znajdujący się z tyłu torby i zapiąć go wokół ramy podpórki.

UWAGA! Torba posiada dodatkowy, usztywniany spód. Aby go zamontować należy przymocować spód za pomocą rzepu do dna torby.

- Aby złożyć podpórkę należy powtórzyć wyżej wymienione czynności w odwrotnej kolejności, pamiętając aby: rozkręcić i wyjąć wszystkie śruby blokujące, odłączyć część A od części B, wyjąć oparcie oraz złożyć kierownicę do poziomu.

UWAGA! Podczas składania kierownicy należy pamiętać o odblokowaniu klamry oraz pociągnięciu jej w bok w celu odłączenia podstawy ramy od kierownicy.

Funkcja hamulców

- Należy nacisnąć jednocześnie obie ręczki hamulcowe, by zatrzymać podpórkę.

Regulacja wysokości kierownicy

Wysokość uchwytów należy ustawić na takim poziomie, aby użytkownik korzystając z podpórki, stał wyprostowany na tyle, na ile pozwala mu stan zdrowia. Niewskazane jest zawieszanie się na podporce całym ciężarem ciała.

- Aby wyregulować wysokość kierownicy, należy odkręcić śrubę blokującą znajdującą się na wewnętrznej stronie ramy, wybrać odpowiednią wysokość rurki i ponownie dokręcić śrubę blokującą.

4. Specyfikacja techniczna

Szerokość całkowita	44 cm
Wymiary oparcia	35 cm x 18 cm

Długość całkowita	84-89 cm
Wysokość siedziska od podłoża	45,5-58 cm
Regulacja wysokości uchwytów	89-119 cm
Waga	9,6 kg
Max obciążenie	136 kg
Kolor ramy	czarny

5. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

6. Konserwacja

Czyszczenie

- Ramę podpórki należy czyścić wilgotną szmatką, a następnie dokładnie osuszyć.
- Nie należy używać ostrych środków polerskich, gdyż grozi to zniszczeniem powłok zabezpieczających.
- Należy na bieżąco usuwać zanieczyszczenia z ruchomych elementów podpórki.










7. Warunki przechowywania i transportu

Nie należy narażać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody i wilgoci.

8. Dane dotyczące gwarancji

Produkt objęty jest gwarancją, której warunki zostały opisane w otrzymanej przez Państwa karcie gwarancyjnej. Do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

9. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Data produkcji
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów.

Dowiedz się więcej na www.timago.com

Dziękujemy za wybór Timago!



Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com



02/2024 (I)