

RECLINER

wózek inwalidzki specjalny

nr katalogowy **VCWK703**

CECHY PRODUKTU:

- wózek typu recliner z możliwością odchylenia oparcia do pozycji siedzącej do leżącej
- rama aluminiowa o konstrukcji krzyżowej (podwójny krzyżak)
- siedzisko w kolorze czarnym wykonane z nylonu, wyposażone w miękką, grubą poduszkę
- pas zabezpieczający przed wypadnięciem
- demontowalne podnóżki z wyściełanym podparciem łydek, uchylne z regulacją kąta nachylenia
- demontowalne podłokietniki
- demontowalna górna część wózka wraz z zagłówkiem
- tylne kółka antywywrotne
- koła przednie pełne, rozmiar 200x45
- koła tylne pompowane wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 24"
- ciągi aluminiowe
- hamulec wałkowy dla pacjenta
- stolik

WSKAZANIA:

Wózek inwalidzki służy do indywidualnego transportu osób niepełnosprawnych po urazie rdzenia kręgowego, z porażeniem mózgowym, oraz z różnymi uszkodzeniami kończyn dolnych, chorobami nerwowo-mięśniowymi, po urazach mózgowo-czaszkowych czy dla pacjentów geriatrycznych. Przeznaczony jest również dla osób chcących aktywnie i komfortowo uczestniczyć w życiu codziennym.

PRZECIWSKAZANIA:

Przeciwwskazania do pozycji siedzącej. Pacjenci z zaburzeniami psychicznymi nie powinni pozostawać w wózku bez opieki.



 VITEA[®]
CARE

PRODUCENT/ PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ:

mdh sp. z o.o. , ul. Maratońska 104, 94-107 Łódź, tel. +48 42 676 32 54, mdh.rehabilitacja@meyragroup.com

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ
UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.

RECLINER

wózek inwalidzki specjalny

nr katalogowy **VCWK703**

Szerokość siedziska (cm)	40	45
Szerokość wózka (cm)	65	71,5
Głębokość siedziska (cm)	46	46
Wysokość wózka (cm)	130	130
Wysokość wózka bez górnej części oparcia (cm)	93,5	93,5
Wysokość oparcia (cm)	40	40
Długość wózka (cm)	90 - 125	90 - 125
Waga wózka (kg)	20 - 23	20 - 23
Maksymalne obciążenie (kg)	100	100

PRODUCENT/ PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ:

mdh sp. z o.o. , ul. Maratońska 104, 94-107 Łódź, tel. +48 42 676 32 54, mdh.rehabilitacja@meyragroup.com

TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ
UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.